


## Equipos de aspiración al vacío



## Equipos para la extracción de médulas y grasas mediante aspiración



Aspiración de médula de vacuno **antes** del esquinado



Aspiración de médula de vacuno **después** del esquinado



Aspiración de médula y restos de manteca en la canal de porcino

### Vapo-Vac



Diseñado para la reducción microbiológica en las canales de vacuno, porcino y ovino



### Decro-Vac



Diseñado para la limpieza de las pieles de los vacunos antes de realizar los cortes de las operaciones de desuello

## Cuchillos para el desentrebado de tripas



Cuchillo neumático S5L



Cuchillo neumático S3



Cuchillas de recambio



Cuchillo manual



Cuchillas de recambio

## Grifos ducha



Plástico  
ECO 2000



Aluminio  
BATN01-AZ



Latón  
BRN001-AZ



Inox  
SSHP01-RJ